



FICHE D'INSTRUCTION POUR RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

Ref. : C1-INS-02-SGSEL version 4

MODALITÉS DE RECUEIL :

- La recherche de sang dans les selles doit être faite à distance d'au moins:

- **3 jours** : d'un **saignement** hémorroïdaire, urinaire, de **constipations** ou des règles.
- **7 jours** : d'une prise **d'aspirine**, corticostéroïdes ou anti inflammatoires.

- Le test ne nécessite **pas de régime alimentaire** particulier.

- A l'aide de la spatule, transférer une partie des selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.

- Fermer le flacon et le placer dans la pochette plastique fournie. Noter votre nom, prénom et la date et l'heure du recueil.

DELAI D'ACHEMINEMENT :

- Le prélèvement doit être acheminé **rapidement** au laboratoire.

- Durée maximale de conservation : 3 jours entre 2 et 8°C.

SITE TOKORO

83. avenue d'Embrun - 05000 GAP
Tél. 04 92 48 49 50 - Fax 04 92 53 39 82
labo.tokoro@anabio05.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 07h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
samedi de 7h30 à 14h00

SITE LADOUCETTE

5, cours Ladoucette - 05000 GAP
Tél. 04 92 51 32 70 - Fax 04 92 51 14 98
labo.ladoucette@anabio05.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 07h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00

SITE SAINT-ROCH

6, rue Roger Sabatier - 05000 GAP
Tél. 04 92 52 49 99 - Fax 04 92 51 59 85
labo.saint-roch@anabio05.fr
Ouvert du mardi au vendredi
de 07h30 à 12h30

Cadre réservé au laboratoire

Réceptionné par : le à